



Precision + Tradition

MICRO SUTURES

SUTURES OPHTALMIQUES OPHTHALMIC SUTURES



Sinus  Point AG



Sinus Point est une société Suisse qui fait partie du groupe Péters Surgical. Sinus Point est spécialisée dans la fabrication de micro aiguilles et de micro sutures.

Sinus Point is a Swiss company specialised in the manufacturing of micro-needles and micro-sutures.

Une longue expérience, un savoir-faire exceptionnel et un contrôle qualité à 100 % sont la garantie d'un produit excellent, reconnu par les plus grands chirurgiens dans le monde.

A long experience, an exceptional know-how and a 100 % quality control are the guarantee of an excellent product, recognised by the best surgeons around the world.


Les micro aiguilles Sinus Point sont fabriquées dans l'acier médical de plus haut grade AISI 304V. Ce matériau rend nos aiguilles incassables.

Sinus Point micro-needles are manufactured with the highest medical stainless steel AISI 304V. This material makes our needles inbreakable.




LES MICRO-AIGUILLES SINUS POINT SINUS POINT MICRO-NEEDLES

Aiguille Spatulée Spatula Needle




- Spatula - SP100
- Diamètre de 0.10 à 0.38 mm
- Diameter from 0.10 to 0.38 mm

Aiguille Ronde Taperpoint Needle



- Taperpoint - TP50
- Diamètre de 0.05 à 0.43 mm
- Diameter from 0.05 to 0.43 mm

Aiguille Triangulaire / Reverse Cut Needle




- Reverse Cut - RC150
- Diamètre de 0.15 à 0.43 mm

- Reverse Cut - RC150
- Diameter from 0.15 to 0.43 mm


SUTURES OPHTHALMIQUES OPHTHALMIC SUTURES




LES FILS SINUS POINT SINUS POINT THREADS




Sinusorb® - PGA absorbable – résorbable



Green or white braided polyester
Tresse polyester vert ou blanc




Black polyamide monofilament 6.6
Monofil polyamide noir 6.6



Blue polypropylene monofilament
Monofil polypropylène bleu



Black braided silk / Tresse soie noire



Black or blue PVDF monofilament
Monofil PVDF noir ou bleu



Blue virgin silk / Soie vierge bleue



CHARTRE QUALITÉ QUALITY CHART



Sinus Point s'engage / Sinus Point is committed to

- A n'utiliser que de l'acier AISI 304V pour la fabrication de ses aiguilles
- A contrôler les aiguilles et les sutures à 100 % sous microscope (x16)
- A utiliser les meilleurs fils disponibles sur le marché
- A former ses opérateurs de manière continue pour garantir des résultats exceptionnels
- Needles made out of AISI 304V serie Stainless Steel
- 100 % control under microscope using the same magnification as in surgical theater
- Highest quality standard threads
- Continuous product training of the operators who manufacture the sutures

SUTURES OPHTALMIQUES OPHTHALMIC SUTURES

Reference	Thread / Fil			Needle / Aiguille				d/a* s/a*
	USP	Type	Lg cm	Type	ø mm	Lg mm	Curve	

GENERAL CLOSURE / FERMETURE

8505	10/0	Nylon black	30	Spatula - SP150	0.15	6.4	3/8	d/a
8104	8/0	Sinusorb® - PGA	30	Spatula - SP200	0.20	6.4	3/8	s/a
8113	8/0	Sinusorb® - PGA	45	Spatula - SP200	0.20	6.4	3/8	d/a
8109	8/0	Sinusorb® - PGA	30	Taperpoint - TP150	0.15	6.4	3/8	s/a
8115	10/0	Sinusorb® - PGA	30	Taperpoint - TP200	0.20	6	3/8	s/a
8102	7/0	Sinusorb® - PGA	30	Spatula - SP200	0.20	6.4	3/8	s/a
8111	7/0	Sinusorb® - PGA	45	Spatula - SP200	0.20	6.4	3/8	d/a
8126	7/0	Sinusorb® - PGA	30	Spatula - SP200	0.20	6.0	1/2	d/a

GLAUCOMA / GLAUCOME

8505	10/0	Nylon black	30	Spatula - SP150	0.15	6.4	3/8	d/a
8508	9/0	Nylon black	30	Spatula - SP150	0.15	6.4	3/8	d/a
8801	6/0	Silk black	30	Reverse Cut - RC280	0.28	8.0	3/8	s/a

RETINA / RÉTINE

8211	6/0	Polyester green	45	Spatula - SP330	0.33	8.0	1/4	d/a
8212	5/0	Polyester green	45	Spatula - SP380	0.38	8.0	1/4	d/a
8117	6/0	Sinusorb® - PGA	45	Spatula - SP330	0.33	8.0	1/4	d/a
8107	6/0	Sinusorb® - PGA	45	Spatula - SP240	0.24	8.0	1/4	d/a
8123	5/0	Sinusorb® - PGA	45	Spatula - SP380	0.38	8.0	1/4	d/a

CATARACT / CATARACTE

8416	10/0	Nylon black	15	Spatula - SP150	0.15	6.0	3/8	s/a
8500	10/0	Nylon black	30	Spatula - SP150	0.15	6.0	3/8	d/a
8418	10/0	Nylon black	15	Spatula - SP150	0.15	6.4	3/8	s/a
8509	10/0	Nylon black	30	Spatula - SP200	0.20	6.4	3/8	d/a
8915	8/0	Virgin Silk blue	45	Spatula - SP200	0.20	6.4	3/8	d/a

SPECIALTIES / SPÉCIALITÉS

8701	10/0	Polyprop.blue	10	Spatula - SP150 / SP100	0.15 / 0.10	16 & 4	Straight & 3/8	d/a
8726	10/0	Polyprop.blue	23	Spatula - SP150	0.15	16	Straight	d/a
8733	10/0	Polyprop.blue	20	Spatula - SP150	0.15	5.0	1/2	d/a

STRABISMUS / STRABISME

8211	6/0	Polyester green	45	Spatula - SP330	0.33	8.0	1/4	d/a
8212	5/0	Polyester green	45	Spatula - SP380	0.38	8.0	1/4	d/a
8121	9/0	Sinusorb® - PGA	30	Spatula - SP200	0.20	6.4	3/8	s/a
8117	6/0	Sinusorb® - PGA	45	Spatula - SP330	0.33	8.0	1/4	d/a
8123	5/0	Sinusorb® - PGA	45	Spatula - SP380	0.38	8.0	1/4	d/a
8125	9/0	Sinusorb® - PGA	30	Spatula - SP150	0.15	6.0	1/2	d/a
8127	6/0	Sinusorb® - PGA	30	Spatula - SP240	0.24	6.4	1/2	d/a
8732	5/0	Polyprop.blue	45	Reverse Cut - RC240	0.24	6.4	1/2	d/a

KERATOPLASTY / KÉRATOPLASTIE

8488	10/0	Nylon black	30	Spatula bicurved - SP150	0.15	5.0	90°/50°	d/a
8493	11/0	Nylon black	30	Spatula - SP150	0.15	5.0	1/2	d/a
8497	10/0	Nylon black	30	Spatula - SP150	0.15	6.0	1/2	d/a

EYE LID SURGERY / PAUPIÈRES

8801	6/0	Silk black	30	Reverse Cut - RC280	0.28	8.0	3/8	s/a
8802	4/0	Silk black	45	Reverse Cut - RC430	0.43	12.0	3/8	s/a
8306	5/0	PVDF blue	45	Reverse Cut - RC430	0.43	12.0	1/2	s/a
8310	5/0	PVDF blue	45	Reverse Cut - RC430	0.43	16.0	3/8	s/a
8312	4/0	PVDF blue	45	Reverse Cut - RC430	0.43	16.0	3/8	s/a

*d/a : double armed needle / double aiguille *s/a : single armed needle / simple aiguille

A department of



Z.I. LES VIGNES – 42, RUE BENOIT FRACHON – 93013 BOBIGNY CEDEX – FRANCE – www.peters-surgical.com
Tél. : 33(0) 1 48 10 62 74 – Fax : 33(0) 1 48 10 62 58 – e-mail : info@sinuspoint.com